



BIOESTIMULANTES

Balance®



Aplicación foliar



Aplicación radicular

Complejo hormonal auxínico-citoquinínico. Incrementa la cantidad y la calidad de las flores.

Tecnología — Complejo hormonal auxínico-citoquinínico

BALANCE es un bioactivador que tiene acción estimulante. Por su carácter adaptógeno favorece especialmente la floración, aumentando la cantidad y la calidad de las flores. Su fórmula contiene

fitoingredientes activos de origen natural enriquecidos en nucleótidos, aminoácidos y vitaminas. Estas sustancias estimulan la citoquinesis (división de células) promoviendo los procesos de distensión celular.

Aminon WSP potencia los efectos de los fitosanitarios y nutrientes foliares, lo que aumenta la eficacia de los tratamientos, activa los mecanismos de defensa frente a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas, y promueve el desarrollo de las raíces, las características organolépticas, tamaño y conservación de frutas.

Fitoingredientes complejados	Objetivo
Auxinas	Alargamiento celular
Citoquininas	División celular

Composición p/p	Aminoácidos libres	Nitrógeno (N)	Boro (B)	Molibdeno (B)	Complejo hormonal auxínico-citoquinínico
	16%	2,5%	0,3%	0,1%	1%

Dosis y parámetros de trabajo	Cultivos	Aplicación Foliar	Aplicación suelo	Observaciones
	Cítricos	100-200 cc/hl	1-3 L/ Ha	Antes y durante la floración. Repetir la aplicación 2 o 3 veces cuando se necesite reforzar el proceso de floración.
	Frutales	200-300 cc/hl	1-3 L/ Ha	Antes de la floración. Repetir la aplicación 2 o 3 veces cuando se necesite reforzar el proceso de floración
	Hortícolas de flor (tomate, berenjena, cucurbitáceas, col y brocoli)	200-300 cc/hl	1-3 L/ Ha	Foliar: Apartir de los 20-30 días de plantación, repetir cada 20 días.
	Tropicales	100-200 cc/hl	1-3 L/ Ha	Desde los 20-30 días de plantación, repetir cada 20 días.
	Parral, vid y olivo	100-200 cc/hl	1-3 L/ Ha	Desde el inicio de brotación repetir cada 20 días, realizando hasta tres aplicaciones

Propiedades físicas	Formulación	Color	pH (0,1% p/p en disolución)	Densidad (g/cm ³) 20°C	Conductividad E.C. 0,1% (mS/cm) 18°C
	Líquido	Marrón/Negro	8,5	1,20	0,640 mS/cm